



# Laboratorium voor Milieu en Industriële Analyse

Engelse Wandeling 2K11k - B-8500 Kortrijk

T: +32(0)56 22 68 64 - F: +32(0)56 25 42 17 - E-Mail: info@lmi.be

[www.lmi.be](http://www.lmi.be) - [www.legionella.be](http://www.legionella.be)

Ref: 2400-2074

Monster MENEN - OUDE LEIE

Type bad: zwembijvers / open water  
Soort water: oppervlaktewater  
Monstername: 17/06/2024<sup>(3)</sup>  
Monsternemer: Klant



VLAREL

AGB WOONBEDRIJF MENEN - 'T BADHUIS

De heer Henk Wekking - coördinator

SLUIZENHUIS 78

B-8930 MENEN

Kopie gestuurd: Print: AGB Woonbedrijf Menen - 't bADhUIS PDF-email: AGB Woonbedrijf Menen - 't bADhUIS

Onze referentie : 2400-2074

25/06/2024

Ontvangen : 17/06/2024

ANALYSE	RESULTAAT	REFERENTIE	EENHEDEN	aanvang analyse
---------	-----------	------------	----------	-----------------

## Bacteriologisch Onderzoek

- E.coli*	1400	Zeer goed: <1000 kve/100mL Aanvaardbaar: <2000 Slecht : >2000	17/06/24
- Intestinale enterokokken*	40	Zeer goed: <400 kve/100mL Aanvaardbaar:<700 Slecht : >700	17/06/24

Geverifieerd door:

R. Demerie  
Techn. Directeur



# Laboratorium voor Milieu en Industriële Analyse

Engelse Wandeling 2K11k - B-8500 Kortrijk

T: +32(0)56 22 68 64 - F: +32(0)56 25 42 17 - E-Mail: info@lmi.be

[www.lmi.be](http://www.lmi.be) - [www.legionella.be](http://www.legionella.be)

Ref: 2400-2074

Parameter:	(3) Max.aanbevolen be- waartijd na monstername	intern nr.	Methode:
- Temperatuur (ter plaatse)	ter plaatse	anpr 55	SM2550+WAC/I/A/011
- Monstername (schemonster)	nvt		ISO 5667-3+WAC/I/A/003
- Zichtbare verontreiniging, geur, schuim, helderheid, kleur	ter plaatse		visuele waarneming
- pH (in situ)	24u	anpr 33	ISO10523+WAC/I/A/011
- Vrije beschikbare chloor (in situ)/totale chloor (in situ)	ter plaatse	anpr 31	ISO 7393-1afgel+WAC/I/A/011
- Vrije actieve chloor/gebonden chloor	ter plaatse	anpr 31	ISO 7393-1afgel+WAC/I/A/011
- Chloriden	1 maand	anpr 53	ISO 10304-1+WAC/III/C/001
- Oxideerbaarheid	2 dagen	anpr 56	ISO 8467afgel+WAC/III/D/022
- Ureum	4 dagen	anpr 56	ISO 11732/NEN 6494+WAC/IV/A/003
- Bicarbonaat	24u	anpr 13	ISO 9963-1+WAC/III/A/006
- Totale hardheid	1 maand na aanzuren	anpr 53	ISO 14911+WAC/III/A/009
- Langelier-index	nvt	nvt	berekend
- Geleidbaarheid (in situ)	24u	anpr 18	ISO7888+WAC/I/A/011
- Turbiditeit	24u	anpr 36	ISO 7027-1afgel+WAC/III/A/010
- Opgeloste zuurstof	ter plaatse	anpr 38	ISO 5814+WAC/I/A/011
- Tot aëroob kiemgetal 37°C 24u	24u	blpr 03	ISO 6222+WAC/V/A/001
- Tot aëroob kiemgetal 37°C 48u	24u	blpr 03	ISO 6222+WAC/V/A/001
- Telling van coliformen	24u	blpr 03	ISO 9308-1+ WAC/V/A/002
- Telling van Escherichia coli	24u	blpr 03	ISO 9308-1+ WAC/V/A/002
- Telling van enterococci	24u	blpr 03	ISO 7899-2+WAC/V/A/003
- Telling van coagulase positieve stafylokokken	24u	blpr 03	ISO 6888-1+WAC/V/008
- Telling van Pseudomonas aeruginosa	24u	blpr 03	ISO 16266+WAC/V/A/006
- Detectie van Salmonella spp	24u	blpr 03	ISO 19250+WAC/V/A/004

### \*\*\* Volledig rapport \*\*\*

\* geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het Belac certificaat nr 207-Test, deze analyse is ook erkend door het Vlaams Gewest (Departement Omgeving)

# geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het Belac certificaat nr 207-Test

! geaccrediteerde methode terug te vinden in de bijlage van het RvA certificaat nr L010

Indien LMI de monstername uitvoert, worden, tenzij anders vermeld, volgende punten in acht genomen:

- temperatuur, pH, geleidbaarheid en chloor worden ter plaatse gemeten
- de monstername gebeurt direct mbv een monsterrecipiënt (schemonster)
- de monstername gebeurt op een diepte tussen -10 en -30 cm

- de monsters worden genomen, getransporteerd en bewaard in recipiënten conform WAC/I/A/010

- detailgegevens (incl. fotonummer) over het monsternamepunt zijn beschikbaar op het labo

(1) De conserveringstermijn is voor desbetreffende analyse(s) overschreden. De betrouwbaarheid van het resultaat kan daardoor beïnvloed worden.

(2) Indicatieve waarde vanwege matrixstoring.

(3) Indien LMI de monstername niet uitvoert, kan LMI niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gegevens verstrekt doot de klant. De maximale houdbaarheid staat per parameter beschreven in bovenstaande tabel. Het overschrijden van die maximale houdbaarheid kan een negatieve invloed hebben op het meetresultaat.

Standaard wordt bij de bepaling van ureum geen correctie uitgevoerd voor het reeds aanwezige ammonium gehalte.

De referenties voor circulatiebaden zijn afkomstig uit Vlarem II hoofdstuk 5.32.8.1.9 De referentie die gebruikt wordt bij open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren en vijvers, zijn afkomstig van subafdeling 5.32.8.4

Deze referenties zijn louter informatief en vallen buiten de Erkenning LNE/Accreditatie Belac. LMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige effecten voortvloeiende uit deze referenties.

Alle rapporten worden opgesteld op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of vermeld. Het analyserapport kan enkel en alleen aangewend worden binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters.

LMI, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. elektronische transmissie. Enkel en uitsluitend het origineel getekend rapport (1 handtekening) is bindend.

Een beschrijving van de gebruikte analysemethoden, de identiteit van de externe laboratoria en de meetonzekerheid (95% betrouwbaarheidsinterval) van de analyses zijn op aanvraag beschikbaar.

**Geverifieerd door:**

R. Demerie  
Techn. Directeur